



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

http:// [www.real-tims.com.cn](http://www.real-tims.com.cn)


E-mail: [real-times@163.com](mailto:real-times@163.com)

## RT-Mini3 型蛋白垂直电泳槽

名称	型号	技术指标	产品图片
蛋白垂直电泳槽	RT-Mini3 (2板)	<p><b>技术规格</b></p> <p>长玻璃板面积 (W×L) : 101×82 (mm) 短玻璃板面积 (W×L) : 101×73 (mm)            凝胶面积 (W×L) : 83×73 (mm) 凝胶厚度: 1.0mm (标配); 0.75mm,1.5mm (选配)            凝胶数量: 1~2 (块) 样品通量: 10、15 齿; 缓冲液体积: 2 块胶: 700ml            外形尺寸 (L×W×H) : 170×130×150 (mm) 净重: 1.0 (kg)</p> <p><b>性能特点</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高强度进口 PC 材料模压而成, 坚固耐用, 高度透明 清晰显示电泳运行状态。</li> <li>• 电泳内芯: 简单并有效的组装方式防止电极液泄漏。使用 1 个电泳内芯同时运行 1-2 块凝胶。</li> <li>• 制胶支架: 分体设计, 操作方便, 能同时看到正在灌制的两块凝胶, 具有弹簧杠杆设计, 密封条密封性良好, 同时可灌两块胶。</li> <li>• 夹胶框: 卡锁结构使操作简单, 在任何平面都能精确对齐玻板</li> <li>• 玻璃板: 封边垫条永久地固定在厚玻璃板上保证玻璃板精确对齐, 防止漏胶。厚玻璃板可减少破损, 并带有边条厚度的标记便于区分。</li> <li>• 电泳梳子: 不会抑制凝胶聚合反应, 保证均一的凝胶聚合。厚度和孔数的标记便于用户鉴别使用。</li> <li>• 剥胶铲: 专为电泳后的分离凝胶设计, 不破坏玻璃板并保护凝胶。</li> <li>• 晾玻璃板架: 专为放置和晾干玻璃板设计, 美观实用。</li> </ul> <p><b>产品用途</b></p> <p>适用于生物学研究中, 应用于蛋白样品的分离、纯化、制备等, 同时也适用于核酸电泳。</p>	

注: 本制品仅供科研用。请勿用于人体及动物的医疗、临床诊断或作为食品、化妆品、家庭用品的添加剂等用途。  
 中科瑞泰(北京)生物科技有限公司 电话:400-699-0631 E-mail:[real-times@vip.163.com](mailto:real-times@vip.163.com) <http://www.real-times.com.cn>

### RT Mini-3 配件清单

配件货号	配件名称	说明	图片	单位	规格	装箱数量
RT-Mini3-05	电泳槽上盖	含电源输出线		个	-	1个
RT-Mini3-06	电泳槽下槽	/		个	-	1个
RT-Mini3-07	电泳内芯	带主芯密封条		个	-	1个
RT-Mini3-08	电极内芯夹子	/		个	-	1个
RT-Mini3-02	制胶支架	带制胶支架密封条		个	-	2个

注：本制品仅供科研用。请勿用于人体及动物的医疗、临床诊断或作为食品、化妆品、家庭用品的添加剂等用途。  
 中科瑞泰(北京)生物科技有限公司 电话:400-699-0631 E-mail:real-times@vip.163.com <http://www.real-times.com.cn>

RT-Mini3-03	夹胶框	/		个	-	2个
1018210	长玻璃板	粘 1.0mm 厚边条 (W×L): 101×82 (mm)		盒	5板/盒	1盒
10172-5	短玻璃板	(W×L): 101×73 (mm)		盒	5板/盒	1盒
CM10H10C-2	加样梳子	1.0mm 厚,10 齿		包	2把/包	1包
CM10H15C-2	加样梳子	1.0mm 厚,15 齿		包	2把/包	1包
GS0120	剥胶铲	/		个	-	1个
DB0160	单胶塑料挡板	/		个	-	1个
RT-Mini3-11	晾玻璃板架	/		个	-	1个

注：本制品仅供科研用。请勿用于人体及动物的医疗、临床诊断或作为食品、化妆品、家庭用品的添加剂等用途。  
 中科瑞泰(北京)生物科技有限公司 电话:400-699-0631 E-mail:real-times@vip.163.com <http://www.real-times.com.cn>